


[Ko 검증 완료] Wb용 항 시토케라틴 8 토끼 다클론 항체 - P05787

품목 번호: CM0019049



소개

시토케라틴 8(KRT8)을 표적으로 하는 KO 검증 완료된 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 응용 분야에 사용되며 인간 및 마우스 시료와 교차 반응합니다. 상피 중간 필라멘트, 케라틴 네트워크 및 관련 병리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] 시토케라틴 8 토끼 pAb
비고/별칭	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; 8
종	인간
GeneID (인간)	3856
유전자 ID	3856
면역원	합성 펩타이드 인간 시토케라틴 8(NP_002264.1)의 아미노산 380-480 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05787
단백질 분자량	54 kDa/56 kDa
배송 방식	아이스백