

Ko 검증된 Anti-Ddit4 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Nx09

품목 번호: CM0029641



소개

인간 DDIT4 (REDD1)를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 KO 검증되었습니다. 암 및 신경생물학 연구에서 mTOR 신호전달, 세포 스트레스 반응, 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] DDIT4 토끼 pAb
비고/별칭	Dig2; REDD1; REDD-1; T4
종	인간
GeneID	54541
면역원	인간 DDIT4 (NP_061931.1)의 아미노산 1-232 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NX09
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백