


[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 항-Dj-1/Park7 다클론 항체 - Q99497

품목 번호: CM0013146



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-DJ-1/PARK7 다클론 항체입니다. 다기능 산화 스트레스 센서이자 디글리카제인 인간 및 생쥐 DJ-1/PARK7과 반응합니다. 세포 보호 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] DJ-1/PARK7 토끼 pAb
비고/별칭	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; K7
종	인간
GeneID (인간)	11315
GeneID	11315
면역원	인간 DJ-1/PARK7 (NP_009193.2)의 아미노산 1-189번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q99497
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩