

Ko 검증 Anti-Dnajb1 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P25685

품목 번호: CM0025336



소개

DNAJB1 (Hdj1/HSP40)에 대한 KO 검증 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 샤페론 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO 검증] DNAJB1 Rabbit pAb
비고/별칭	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B; B1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3337
유전자 ID	3337
면역원	인간 DNAJB1 (NP_006136.1)의 아미노산 1-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P25685
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백