

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ebp1/PA2G4 다클론 항체 - Q9Uq80

품목 번호: CM0016395



소개

EBP1/PA2G4를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 세포 증식, 분화 및 ERBB3 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] EBP1/PA2G4 토끼 pAb
비고/별칭	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; G4
종	인간
유전자 ID (인간)	5036
면역원	재조합 단백질; 인간 EBP1/PA2G4 (NP_006182.2)의 아미노산 1-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UQ80
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩