

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ece1 토끼 다클론 항체 - P42892

품목 번호: CM0025546



소개

인간 ECE1에 대한 KO 검증된 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 ECE1과 반응합니다. 엔도텔린-1 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] ECE1 토끼 pAb
비고/별칭	ECE; E1
종	인간
GeneID (인간)	1889
GeneID	1889
면역원	인간 ECE1 (NP_001388.1)의 아미노산 670-770에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42892
단백질 분자량	87kDa
배송 방식	아이스 팩