

[Ko 검증됨] 웨스턴 블롯, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Eef1B2 Rabbit Polyclonal Antibody - P24534

품목 번호: CM0029143



소개

CamelBio는 사람, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합한 사람 EEF1B2를 표적하는 KO 검증된 토끼 폴리클론 항체를 공급합니다. EEF1B2는 단백질 생합성에서 신장 인자로 기능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] EEF1B2 Rabbit pAb
비고/별칭	EF1B; EEF1B; EEF1B1; B2
종	사람
GeneID (사람)	1933
GeneID	1933
면역원	재조합 단백질 사람 EEF1B2 (NP_001032752.1)의 아미노산 1-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P24534
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백