


Ko 검증된 Anti-Ehmt2 폴리클로날 항체 (Wb, Ip, Elisa 용) - Q96Kq7

품목 번호: CM0014248



소개

히스톤 H3K9 메틸트랜스퍼라제인 인간 EHMT2(G9a)에 대한 KO 검증된 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB), 면역침전(IP), ELISA에 사용되도록 설계되었습니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] EHMT2 토끼 pAb
비고/별칭	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; T2
종	인간
유전자 ID (인간)	10919
유전자 ID	10919
면역원	재조합 단백질; 인간 EHMT2 (NP_079532.5)의 아미노산 877-1176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96KQ7
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스백