


[Ko 검증됨] Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-ErbB3/Her3 토끼 다클로날 항체 - P21860

품목 번호: CM0013264



소개

KO 검증된 ErbB3/HER3 표적 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 면역원은 C-말단 영역(aa 1275-1342)에 해당합니다. 예상 분자량은 148 kDa입니다. 암 및 상피 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] ErbB3/HER3 토끼 pAb
비고/별칭	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; R3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2065
GeneID	2065
면역원	인간 ErbB3/HER3 (NP_001973.2)의 아미노산 1275-1342에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P21860
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스 백(Ice bag)