


[Ko 검증 완료] Wb 및 Elisa용 Esd 토끼 다클론 항체 - P10768

품목 번호: CM0023032



소개

사람 ESD(S-포르밀글루타티온 가수분해효소, 에스터라제 D)를 표적으로 하는 KO 검증 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응하며, 포름알데히드 대사 연구를 위한 WB 및 ELISA를 지원하고 해독 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] ESD 토끼 pAb
비고/별칭	FGH; SD
종	사람
유전자 ID	2098
면역원	사람 ESD(NP_001975.1)의 아미노산 1-282에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P10768
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩