


[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fam38A/Piezo1 토끼 단클론 항체 - Q92508

품목 번호: CM0006655



소개

촉각, 혈관 발달 및 세포 접착에 관여하는 기계민감성 이온 채널인 PIEZO1을 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트 샘플을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] FAM38A/PIEZO1 토끼 mAb
비고/별칭	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
종	인간
유전자 ID (인간)	9780
유전자 ID	9780
면역원	인간 PIEZO1 (NP_001136336.2)의 아미노산 2199-2429에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92508
단백질 분자량	287kDa
배송 방식	아이스팩