

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Fascin/Fscn1 토끼 다클론 항체 - Q16658

품목 번호: CM0021166



소개

인간 Fascin(FSCN1)에 대한 KO 검증된 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트 Fascin을 검출하며 액틴 세포골격 및 세포 운동성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] Fascin/FSCN1 토끼 pAb
비고/별칭	HSN; SNL; p55; FAN1; N1
종	인간
유전자 ID (인간)	6624
유전자 ID	6624
면역원	인간 Fascin/FSCN1(NP_003079.1)의 아미노산 394-493번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16658
단백질 분자량	55kDa
배송 방법	아이스팩