


[Ko 검증] Galectin-3/Lgals3 Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P17931

품목 번호: CM0012853



소개

인간 Galectin-3 (LGALS3)에 대한 KO 검증 완료 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적합. 마우스 및 래트와 교차반응. 26kDa 단백질 인식. 염증 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] Galectin 3/LGALS3 Rabbit pAb
비고/별칭	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; S3
종	인간
유전자 ID (인간)	3958
유전자 ID	3958
면역원	인간 Galectin 3/LGALS3 (NP_002297.2)의 아미노산 1-250 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17931
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백