

Ko 검증된 Anti-Gars 단일클론항체 (Wb, Elisa 용) - P41250

품목 번호: CM0003248



소개

인간 GARS(glycyl-tRNA synthetase)에 대한 KO 검증 완료된 토끼 단일클론항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 면역원은 인간 GARS(P41250)의 아미노산 640-739에 해당합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO 검증] GARS 토끼 단일클론항체
비고/별칭	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI; RS
종	인간
유전자 ID (인간)	2617
유전자 ID	2617
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P41250
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백