

[Ko 검증] Anti-Gata3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P23771

품목 번호: CM0019880



소개

인간 GATA3에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 녹아웃 검증됨. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 랫트와 교차 반응함. Th2 분화 및 면역 반응에서 T-세포 전사 인자 기능 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] GATA3 Rabbit pAb
비고/별칭	HDR; HDRS; A3
종	인간
유전자 ID (인간)	2625
유전자 ID	2625
면역원	인간 GATA3 (NP_001002295.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P23771
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백