

Ko 검증된 Anti-Git1 다클론형 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9Y2X7

품목 번호: CM0020197

소개

KO 검증된 토끼 다클론형 항체로, 초점 접합(focal adhesion), 세포 이동, 및 시냅스 기능에 관여하는 스캐폴드 단백질인 GIT1을 타겟으로 합니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플의 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO Validated] GIT1 Rabbit pAb
비고/별칭	p95-APPI; T1
종(Species)	사람 (Human)
Gene ID (사람)	28964
Gene ID	28964
면역원(Immunogen)	사람 GIT1 (NP_054749.2)의 아미노산 460-640에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클론형 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y2X7
단백질 분자량	84kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)