

Ko 검증 완료 Anti-Glutathione Synthetase (Gss) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P48637

품목 번호: CM0018508



소개

사람 Glutathione Synthetase (GSS)에 대한 KO 검증 완료 토끼 다클로날 항체. 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 산화 스트레스 연구 및 글루타티온 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] Glutathione Synthetase (GSS) Rabbit pAb
비고/별칭	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; S)
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	2937
GeneID	2937
항원(Immunogen)	사람 Glutathione Synthetase (GSS) (NP_000169.1)의 아미노산 373-474에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P48637
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)