

## [Ko 검증됨] 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, IP, Elisa용 Anti-Hadha Rabbit Polymab® - P40939

품목 번호: CM0006414



### 소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA용 고품질 [KO 검증됨] anti-HADHA 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 베타 산화 및 지방산 대사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증됨] HADHA Rabbit PolymAb®                                 |
| 비고/별칭       | GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA                   |
| 종           | 인간                                                             |
| GeneID (인간) | 3030                                                           |
| 면역원         | 인간 HADHA (NP_000173.2)의 아미노산 545-763에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                             |
| 범주          | 단일클론 항체                                                        |
| 응용 분야       | 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                               |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                    |
| SWISS       | P40939                                                         |
| 단백질 분자량     | 83 kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                           |