

[Ko 검증 완료] Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa용 항-Hdac1 토끼 단클론 항체 - Q13547

품목 번호: CM0005700



소개

WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA에 대해 검증된 토끼 단클론 항-HDAC1 항체입니다. 후성유전학 및 유전자 조절 연구에서 인간 및 생쥐 HDAC1 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] HDAC1 토끼 mAb
비고/별칭	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1
종	인간
GeneID (인간)	3065
면역원	합성 펩타이드 (인간 HDAC1의 aa 393-482, NP_004955.2)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q13547
단백질 분자량	55 kDa
배송	아이스 팩