

[Ko 검증됨] Anti-Hexokinase-1 (Hk1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P19367

품목 번호: CM0002664



소개

KO 검증된 인간 헥소키나제-1 (HK1, P19367)을 표적하는 토끼 단일클론 항체. WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 해당효소 연구, 대사 및 선천성 면역 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] HK1 Rabbit mAb
비고/별칭	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase; K1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3098
GeneID	3098
면역원	합성 펩타이드 (인간 헥소키나제 1 (P19367)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P19367
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 백(Ice bag)