

Wb, Elisa용 Ko 검증 Anti-Hexokinase Ii 단일클론 항체 - P52789

품목 번호: CM0007708



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 KO 검증 토끼 단일클론 anti-Hexokinase II 항체; 사람, 쥐, 및 랫트 Hexokinase II (102 kDa)를 검출합니다. 해당 과정 및 미토콘드리아 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] Hexokinase II Rabbit mAb
비고/별칭	HKII; HXK2; II
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3099
GeneID	3099
면역원(Immunogen)	사람 Hexokinase II (NP_000180.2)의 아미노산 1-120에 해당하는 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P52789
단백질 분자량	102kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)