


[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hira 다클론 항체 - P54198

품목 번호: CM0030591



소개

인간 HIRA(TUP1/DGCR1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 애플리케이션에서 KO 검증을 완료했습니다. 크로마틴 조립, 세포 노화 및 유전자 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] HIRA Rabbit pAb
비고/별칭	TUP1; DGCR1; TUPLE1; RA
종	인간
GeneID (인간)	7290
GeneID	7290
면역원	인간 HIRA (NP_003316.3)의 아미노산 250-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P54198
단백질 분자량	112kDa
배송 방법	아이스백