


Ko 검증된 Anti-Histone H1.0 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

품목 번호: CM0029985



소개

Histone H1.0에 대한 KO 검증된 토끼 폴리클론 항체로 Western blotting, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 쥐, 래트와 반응합니다. 염색질, 유전자 조절, 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] Histone H1.0 Rabbit pAb
비고/별칭	H10; H1.0; H1F0; H1FV; .0
종	인간
유전자 ID	3005
면역원	인간 H1F0 (NP_005309.1)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	P07305
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백