


[Ko 검증 완료] Wb, Elisa용 항-Histone H2A.z 다클론 항체 - P0C0S5

품목 번호: CM0029776



소개

인간 Histone H2A.Z에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 KO 검증을 완료했습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 면역원: 재조합 단백질 (아미노산 1-128). 분자량 약 13 kDa. 염색질 생물학 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] Histone H2A.Z 토끼 pAb
비고/별칭	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; Z
종	인간
유전자 ID (인간)	H2A
유전자 ID	3015
면역원	인간 H2AFZ (NP_002097.1)의 아미노산 1-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P0C0S5
단백질 분자량	13 kDa
배송 방식	아이스 팩