


[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hnrnp E1/Pcbp1 토끼 다클론 항체 - Q15365

품목 번호: CM0018959



소개

인간 hnRNP E1/PCBP1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 분자량은 37 kDa이며 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합합니다. RNA 결합 단백질 기능, 적혈구 생성, 바이러스 감염 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	[KO 검증 완료] hnRNP E1/PCBP1 토끼 pAb
비고/별칭	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; P1
종	인간
유전자 ID	5093
면역원	합성 펩타이드; 인간 hnRNP E1/PCBP1 (NP_006187.2)의 아미노산 100-200 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15365
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백