

[Ko 검증됨] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnrnpa2B1 토끼 다클로날 항체 - P22626

품목 번호: CM0013846



소개

[KO 검증됨] WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 HNRNPA2B1에 대한 토끼 다클로날 항체. 인간, 마우스, 랫트를 검출. RNA 생물학 및 텔로미어 연구에 이상적임. - P22626

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] HNRNPA2B1 토끼 pAb
비고/별칭	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
종	인간
유전자 ID (인간)	3181
면역원	인간 HNRNPA2B1 (NP_112533.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P22626
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩