


[Ko 검증됨] Wb, Elisa용 Anti-Hprt1 Rabbit Polyclonal Antibody - P00492

품목 번호: CM0028117



소개

HPRT1를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 녹아웃(KO) 애플리케이션에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 WB 및 ELISA에 적합하며, 퓨린 회수 경로 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	[KO 검증됨] HPRT1 Rabbit pAb
비고/별칭	HPRT; HGPRT; T1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3251
GeneID	3251
면역원	사람 HPRT1 (NP_000185.1)의 아미노산 1-218에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P00492
단백질 크기	25kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)