


[Ko 검증 완료] Wb, Elisa용 항-Hsp90A 단클론 항체 - P07900

품목 번호: CM0011650



소개

인간 Hsp90α에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 샤페론 생물학, 신호 전달 및 염증 반응 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] Hsp90α 토끼 mAb
비고/별칭	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p
종	인간
유전자 ID	3320
면역원	인간 Hsp90α (NP_005339.3)의 아미노산 433-732에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07900
단백질 분자량	84kDa/98kDa
배송	아이스백