


## [Ko 검증됨] Anti-Hsp90B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P08238

품목 번호: CM0019332



### 소개

인간 Hsp90 $\beta$  (HSP90AB1)에 대한 토끼 폴리클론항체로, KO 검증되었으며, WB, IF/ICC, ELISA 적용에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트, 원숭이와 반응합니다. 단백질 접힘과 신호 전달에 관여하는 분자 샤페론입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                              |
|-------------|------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증됨] Hsp90 $\beta$ Rabbit pAb              |
| 비고/별칭       | HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0 $\beta$ |
| 종           | 인간                                             |
| GeneID (인간) | 3326                                           |
| GeneID      | 3326                                           |
| 면역원         | 재조합 단백질                                        |
| 원천          | 토끼                                             |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                        |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                              |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트, 원숭이                               |
| SWISS       | P08238                                         |
| 단백질 분자량     | 83kDa                                          |
| 배송          | 아이스백                                           |