

[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Idh1 토끼 다클론 항체 - O75874

품목 번호: CM0013137



소개

[KO 검증 완료] 인간 IDH1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 IDH1을 검출하며, 세포질 NADP-의존성 이소시트르산 탈수소효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] IDH1 토끼 pAb
비고/별칭	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; H1
종	인간
GeneID (인간)	3417
GeneID	3417
면역원	인간 IDH1의 아미노산 1-414에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_005887.2)
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O75874
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩