

[Ko 검증 완료] Wb, Elisa용 항-Igf2Bp1/Imp1 토끼 다클론 항체 - Q9Nzi8

품목 번호: CM0019809



소개

인간 IGF2BP1/IMP1에 대한 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 암 및 신경생물학에서 mRNA 수송, 안정성 및 번역 조절에 관여하는 RNA 결합 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] IGF2BP1/IMP1 토끼 pAb
비고/별칭	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; P1
종	인간
유전자 ID (인간)	10642
면역원	인간 IMP1 (NP_006537.3)의 아미노산 1-100번을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NZI8
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백