


[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 항-Impdh2 단일클론 항체 - P12268

품목 번호: CM0008005



소개

인간 IMPDH2에 대한 KO 검증 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드 IMPDH2를 검출하며, 뉴클레오타이드 대사 연구에 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] IMPDH2 토끼 mAb
비고/별칭	IMPD2; IMPDH-II; H2
종	인간
GeneID	3615
면역원	인간 IMPDH2(P12268)의 아미노산 100~300번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P12268
단백질 분자량	56 kDa
배송	아이스팩