


[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ing5 토끼 다클로날 항체 - Q8WYh8

품목 번호: CM0029343



소개

사람 ING5에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 크로마틴 아세틸화, 세포 주기 및 세포 사멸 연구에 적합합니다. 사람(Human)과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] ING5 Rabbit pAb
비고/별칭	p28ING5; G5
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	84289
GeneID	84289
면역원(Immunogen)	사람 ING5 (NP_115705.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	Q8WYH8
단백질 분자량	28kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)