

[Ko 검증됨] Wb, Elisa용 Anti-Ipo4 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Tex9

품목 번호: CM0019615



소개

WB 및 ELISA용 인간 Importin-4 (IPO4)를 타겟팅하는 KO 검증된 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 히스톤, VDR 및 바이러스 단백질의 핵 이동을 조사하는 데 있어 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] IPO4 Rabbit pAb
비고/별칭	Imp4; O4
종	인간(Human)
GeneID	79711 (인간)
면역원	인간 IPO4 (NP_078934.3)의 아미노산 728-1081에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8TEX9
단백질 크기	119kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)