

[KO 검증 완료] Wb용 항-Irf3 토끼 단클론 항체 - Q14653

품목 번호: CM0002222



소개

인터페론 조절 인자 3 (IRF3)를 표적으로 하는 KO 검증 완료된 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간 및 생쥐 IRF3 단백질과 교차 반응합니다. 선천성 면역 반응 및 항바이러스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] IRF3 토끼 mAb
비고/별칭	IIAE7; F3
종	인간
유전자 ID	3661
면역원	인간 IRF3 (Q14653)의 아미노산 50-150 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q14653
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스팩