

[Ko 검증 완료] Wb, Elisa용 항Irf9 다클론 항체 - Q00978

품목 번호: CM0021460

소개

인간 IRF9(ISGF3 γ)를 표적으로 하는 KO 검증 완료된 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. I형 인터페론 항바이러스 신호 전달에 중요한 44 kDa 전사 인자를 검출합니다. 선천성 면역 및 ISGF3 복합체 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] IRF9 토끼 pAb
비고/별칭	p48; IRF-9; ISGF3; ISGF3G; F9
종	인간
유전자 ID	10379
면역원	인간 IRF9 (NP_006075.3)의 아미노산 113-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q00978
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩