


Wb, Elisa용 Ko 검증 Anti-Itch 다클로날 항체 - Q96J02

품목 번호: CM0016045



소개

WB, ELISA용 인간, 마우스, 랫드의 ITCH(E3 유비퀴틴 리가제 Itchy homolog)에 대한 KO 검증 토끼 다클로날 항체입니다. 유비퀴틴화, 염증, 면역 반응 및 세포자멸사(apoptosis)에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] ITCH Rabbit pAb
비고/별칭	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPPI; CH
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	83737
유전자 ID	83737
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 ITCH (NP_001244066.1)의 아미노산 1-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q96J02
단백질 분자량	103kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)