

Ko 검증 완료 Wb, Elisa용 항-Jak2 토끼 다클론 항체 - O60674

품목 번호: CM0030026



소개

인간 JAK2를 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 신호 전달, 크로마틴 조절 및 사이토카인 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] JAK2 토끼 pAb
비고/별칭	JTK10; JAK2
종	인간
유전자 ID (인간)	3717
면역원	인간 JAK2 (NP_004963.1)의 아미노산 933-1132에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	O60674
단백질 분자량	131 kDa
배송	아이스 팩