


[Ko 검증됨] Anti-Keap1 Rabbit Monoclonal Antibody (Inrf2/Klhl19) - Q14145

품목 번호: CM0009101



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 KEAP1 (INrf2/KLHL19) 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐에 적합합니다. 주요 산화 스트레스 센서이며 NRF2 분해를 위한 E3 유비퀴틴 리가제 어댑터입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] KEAP1 Rabbit mAb
비고/별칭	INrf2, KLHL19
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9817
GeneID	9817
면역원(Immunogen)	인간 KEAP1 (NP_036421.2)의 아미노산 525-624 내 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q14145
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스백