


[Ko 검증됨] Wb, If/Icc, Ihc-P, Mihc, Elisa용 Anti-Ki67 단클론 항체 - P46013

품목 번호: CM0002758



소개

인간 Ki67(증식 마커)를 표적하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] Ki67 Rabbit mAb
비고/별칭	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4288
GeneID	4288
면역원	합성 펩타이드 인간 Ki67 (NP_002408.3)의 아미노산 1200-1300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P46013
단백질 분자량	359 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)