

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Kras 토끼 단클론 항체 - P01116

품목 번호: CM0006359



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 KO 검증된 항-KRAS 토끼 단클론 항체입니다. 세포 증식과 종양 형성에 관여하는 핵심 Ras-MAPK 신호 단백질인 인간, 마우스, 래트 KRAS를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] KRAS 토끼 mAb
비고/별칭	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
종	인간
GeneID (인간)	3845
GeneID	3845
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01116
단백질 크기	22kDa
배송	아이스백