

Ko 검증 Kras 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - P01116

품목 번호: CM0017525



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 KO 검증 KRAS 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. Ras-MAPK 경로의 주요 신호 전달자인 GTPase KRas를 표적으로 합니다. 암 및 세포 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] KRAS 토끼 pAb
비고/별칭	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
종	인간
GeneID (인간)	3845
GeneID	3845
면역원	인간 KRAS(NP_203524.1)의 아미노산 30-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P01116
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩