


Wb, Ihc-P, Elisa용 Ko 검증 항-Lactate Dehydrogenase B/Ldh-B 토끼 단일클론 항체 - P07195

품목 번호: CM0008552



소개

WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA용 KO 검증 Lactate Dehydrogenase B/LDH-B 토끼 단일클론 항체. 사람, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 심장 근육 해당과정 연구에 이상적입니다. CamelBio 공급.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] Lactate Dehydrogenase B/LDH-B 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281
종	사람
유전자 ID	3945
면역원	사람 LDHB(NP_002291.1)의 아미노산 2-93에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P07195
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩