

[Ko 검증] Lamin A/C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02545

품목 번호: CM0024355



소개

Lamin A/C (P02545)에 대한 KO 검증 완료된 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 래트와 반응. 핵 라미나 및 라미노병증 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] Lamin A/C Rabbit pAb
비고/별칭	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
종	인간
GeneID (인간)	4000
GeneID	4000
면역원	인간 Lamin A/C (NP_733821.1)의 아미노산 403-572 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02545
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백