


Ko 검증된 Anti-Laminin Beta 1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P07942

품목 번호: CM0024115



소개

Laminin beta 1에 대한 Rabbit polyclonal 항체, KO 검증, WB 및 ELISA에 적합. 세포 부착 및 조직 구성에 관여하는 주요 기저막 단백질인 인간 및 마우스 Laminin beta 1과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] Laminin beta 1 Rabbit pAb
비고/별칭	CLM, LIS5, 1
종	인간
유전자 ID (인간)	3912
유전자 ID	3912
면역원	재조합 단백질; 인간 Laminin beta 1 (NP_002282.2)의 아미노산 1467-1786에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P07942
단백질 분자량	198kDa
배송	아이스백