

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Lamp2 토끼 단일클론 항체 - P13473

품목 번호: CM0003230



소개

WB, IHC-P, ELISA용 KO 검증 완료 항-LAMP2 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐(Rat)의 LAMP2를 검출합니다. 자가포식(autophagy), 리소좀 생합성 및 다논병(Danone disease) 연구에 적합합니다. UniProt P13473.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] LAMP2 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
종	인간
GeneID (인간)	3920
GeneID	3920
면역원	인간 LAMP2(P13473)의 311-410 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	P13473
단백질 무게	45kDa
배송	아이스팩