

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa용 Lamp2 항-토끼 단일클론 항체 - P13473

품목 번호: CM0012170



소개

특이도가 높은 LAMP2 항-토끼 단일클론 항체로, KO 검증이 완료되었으며 WB, IHC-P, IF/ICC, FC 및 ELISA에 적합합니다. 리소좀 생합성, 자가포식 및 리소좀 축적 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] LAMP2 토끼 mAb
비고/별칭	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
종	사람
GeneID (사람)	3920
GeneID	3920
면역원	재조합 단백질 / 인간 LAMP2(NP_002285.1)의 아미노산 29-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (세포 내), ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P13473
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩