


[Ko 검증] Western Blot, If/Icc, Elisa용 Anti-Ldha Rabbit Monoclonal Antibody - P00338

품목 번호: CM0003520



소개

인간 LDHA (P00338)에 대한 KO 검증 완료된 토끼 단일클론 항체입니다. Western Blot, 면역형광/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 LDHA와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	[KO 검증] LDHA Rabbit mAb
비고/별칭	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; HA
종	인간
GeneID	3939
면역원	인간 LDHA (P00338)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00338
단백질 분자량	26-39 kDa
배송	아이스백