


[Ko 검증됨] Wb, If-P, Elisa용 Anti-Ldhb Rabbit Polyclonal Antibody - P07195

품목 번호: CM0022351



소개

사람 LDHB (Lactate Dehydrogenase B)를 타겟으로 하는 KO 검증된 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 마우스, 랫트에서 WB, IF-P, ELISA로 검증되었습니다. LDHB는 피루브산-젖산 상호 전환을 촉매하며 심근에서 고발현됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] LDHB Rabbit pAb
비고/별칭	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; HB
종	사람 (Human)
Gene ID (사람)	3945
Gene ID	3945
면역원	제조합 단백질 사람 LDHB (NP_002291.1)의 아미노산 2-334에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P07195
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)