

## [Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Litaf 토끼 다클론 항체 - Q99732

품목 번호: CM0027160

### 소개

인간 LITAF에 대한 KO 검증된 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 샘플에서 17 kDa 단백질을 검출합니다. 엔도솜 수송 및 사이토카인 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증 완료] LITAF 토끼 pAb                                      |
| 비고/별칭       | PIG7; SIMPLE; TP53I7; AF                                     |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 9516                                                         |
| 유전자 ID      | 9516                                                         |
| 면역원         | 인간 LITAF (NP_004853.2)의 아미노산 1-161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IP, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                      |
| SWISS       | Q99732                                                       |
| 단백질 분자량     | 17kDa                                                        |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                        |